

Bestellanforderung Hygienelabor Mainz

Kundendaten

 Neukunde Kd.-Nr./ Einsendernummer:

 Einrichtung/Firma:

 Abteilung/Ansprechpartner:

 Adresse:

 Tel.:

 E-Mail:

Rechnungsadresse (wenn abweichend):

Bioindikatoren

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellung eine Vorlaufzeit von mind. 7 Werktagen bei Bioindikatoren

Nicht zurückgesendete Bioindikatoren werden von uns in Rechnung gestellt.

Anzahl Set	Set*	abweichende Stückzahl	Gerät / Prüfung	Material
	5+1		Dampf- und Heißluftsterilisatoren	Sporenstreifen
	5+1		Waschmaschine <i>(Wäsche)</i>	Leinenläppchen <i>(BI-WA-1)</i>
	5+1		Geschirrspülmaschine <i>(z.B. ETGSM)</i>	Edelstahlstreifen <i>(BI-GSM-1)</i>
	8+1		Geschirrspülmaschine <i>(Set-Größe in Anlehnung an DIN EN 17735)</i>	Edelstahlstreifen <i>(BI-GSM-1)</i>
	10+1		Geschirrspülmaschine <i>(z.B.: MTGSM)</i>	Edelstahlstreifen <i>(BI-GSM-1)</i>
	3+1		Steckbeckenspüle/ Fäkalienspüle <i>(z.B.: Steckbecken)</i>	Edelstahlstreifen <i>(BI-ST-1)</i>
	5+1		Steckbeckenspüle/ Fäkalienspüle <i>(z.B.: Steckbecken)</i>	Edelstahlstreifen <i>(BI-ST-1)</i>
	5+1		RDG <i>(z.B.: Instrumente)</i>	Schrauben <i>(BI-SBL-1-3)</i>
	5+1		RDG <i>(z.B.: Instrumente/Anästhesiematerial)</i>	Schläuche <i>(BI-SCH-1-3)</i>
	5+1		Dampf-Dekontamination <i>(75°C/105°C bis 1Min)</i>	Filterpapier <i>(BI-DD-75)</i>
	5+1		Dampf-Dekontamination <i>(105°C > 5Min)</i>	Filterpapier <i>(BI-DD-105)</i>
	5+1		Dekontaminationsanlage <i>(z.B.: Betten/OP-Schuhe)</i>	Edelstahlstreifen <i>(BI-DEKO-1)</i>
	5+1		RDG-E <i>(Endoskopie)</i>	Edelstahlstreifen <i>(Simicon EN)</i>
	5+1		RDG-E <i>(Endoskopie)</i>	Edelstahlstreifen <i>(Simicon EF)</i>

* enthaltenes Versandmaterial: jedes Prüfset umfasst Bioindikatoren für die Geräteprüfung + 1 Transportkontrolle. Bei Bestellung mehrerer Prüfsets wird die Transportkontrolle im Regelfall einmal beigelegt. Pro Rücksendevorgang wird je eine Transportkontrolle benötigt, bitte geben Sie uns ggf. die Anzahl evtl. erforderlicher zusätzlicher Transportkontrollen an.

Wasser

Anzahl	Prüfung	Material
	Behandlungsstühle/Dentaleinheiten	250ml sterile Kunststoffflasche mit Na-Thiosulfat
	Reinigerlösung Geschirrspülmaschinen/ Letztes Spülwasser RDG (nur Koloniezahl)	125ml sterile Kunststoffflasche mit Na-Thiosulfat
	Letztes Spülwasser RDG (Koloniezahl, <i>P.aeruginosa</i>)	250ml sterile Kunststoffflasche mit Na-Thiosulfat
	Dialysewasser, bakteriologisch	250ml sterile Kunststoffflasche mit Na-Thiosulfat
	Dialysewasser, Endotoxine	50ml pyrogenfreies Röhrchen
	Trinkwasser (nur Legionellen)	125ml sterile Kunststoffflasche mit Na-Thiosulfat
	Trinkwasser und sonst. Wasser (Koloniezahlen, <i>E.coli</i> /Coliforme, Enterokokken)	250ml sterile Kunststoffflasche mit Na-Thiosulfat
	Trinkwasser und sonst. Wasser (Koloniezahlen, <i>E.coli</i> /Coliforme, Enterokokken, <i>P.aeruginosa</i>)	500ml sterile Kunststoffflasche mit Na-Thiosulfat
	Schwimm- und Badewasser	500ml sterile Kunststoffflasche mit Na-Thiosulfat, steril verpackt

Sonstige Hygieneuntersuchungen

Anzahl	Prüfung	Material
	Oberflächen/ Personal/ Geschirr/ Wäsche	TSA-Abklatschplatte (+ Enthemmer)
	Oberflächen/RLT-Anlagen	Abstrichtupfer (blau) in Transportmedium
	Luft/Sedimentationsverfahren	Columbia-Blut
	Desinfektionsmittel	20ml Enthemmerlösung
	Sonstige Flüssigkeiten	50ml Röhrchen
	Endoskope	Set (2xNaCl + 2x Enthemmerlösung + 1x Abstrichtupfer + 1x Optikspülflüssigkeit)
	Endoskope	20ml NaCl (Durchspüllösung)
		20ml Enthemmerlösung (Auffangflüssigkeit)
	Endoskope	Abstrichtupfer (orange) extra

Ergänzendes Versandmaterial (über das Standardpaket hinaus)

Anzahl	Material
	Styroporboxen
	Kühlakkus
	Adressaufkleber

Bitte zusenden bis:

Datum//Unterschrift: